


エアゾール 各部位の名称



エアゾールの初回準備方法

※新しい吸入器を使用する前は空噴霧が必要です

空噴霧

- キャップを外します
- 吸入器を5回振ります
- 吸入器のポンペを押すと霧状のガスが出ます

初回のみ必要な操作です。
毎回行わないように指導します。

主薬と噴霧ガスを均一にするため、噴霧前に容器を十分に振る必要があります。患者の混乱を防ぐため、振る必要のない製剤も振ると指導します。

空噴霧の回数は
()回です

処方薬	商品名	カウンター	空噴霧回数	お手入れの方法
	アドエア	あり	4回	吸入口を良く拭く/週
	メプテンエアー	あり	2回	吸入口を良く拭く/週
	メプチンキッドエアー	あり	2回	吸入口を良く拭く/週
	フルティフォーム	目盛りあり	4回	吸入口を良く拭く/週
	ビレーズトリ	目盛りあり	4回	※流水で洗う/週
	オルベスコ	なし	3回	吸入口を良く拭く/週
	アトロベント	なし	2回	※流水で洗う/週
	インタール	なし	4回	※温水で毎回洗う
	キューバール	なし	2回	※流水で洗う/週
	サルタノール	なし	不要	※流水で洗う/週
	フルタイド	なし	数回	※流水で洗う/週
	ペロテック	なし	2回	※流水で洗う/要時

アダプターの洗浄方法

※流水で洗う方法

- (1) アダプターから、ポンペとキャップを 外します。外したポンペは濡らさない。
- (2) アダプターの中を約30秒間、ぬるま湯で洗い流し、その後アダプターを逆さまにして、さらに約30秒間洗い流します。
- (3) アダプターを十分に乾燥させます。濡れているうちはポンペをセットしない。
- (4) アダプターが完全に乾いたら、お薬が出ないよう、ポンペをアダプターに差し込みます。
- (5) 洗浄後は、(振る→空噴霧)の操作を2度おこなってから使用してください。

エアゾール + スプレーサ-の吸入手順(薬剤師用)

(薬品名:エアゾール全般)

スプレーサ-は別紙の「吸入補助具一覽」を参照して下さい。

※ 残量が少ない時は早めに新しいものを処方してもらって下さい

※ 初回準備方法(空噴霧)は1枚目(1/2)を参照

カウンタ-のないものは、メーカー資材(シール等)を利用して確認します。

主薬と噴霧ガスを均一にするため、噴霧前に容器を十分に振る必要があります。患者の混乱を防ぐため、振る必要のない製剤も振ると指導します。

息吐きをしないと、吸入が上手にできません。十分に息吐きができているか、確認します。

吸入できない場合

疑義照会

肺内への薬剤の沈着率を高めるため、息止めが必要です。但し、無理はさせないこと。

スプレーサ-の取扱いはメーカーの説明書に従って下さい。

吸入ステロイドは口腔内カンジダや嘔声などの副作用を防止するため、吸入後すぐにうがいをします。それ以外の吸入薬も統一化を図るため、うがいを行うように指導します。

①薬の準備

- スプレーサ-を用意します
- 残量を確認します
- キャップを外します
- 吸入器を5回振ります
- スプレーサ-に吸入器を取り付けます

②息吐き

- 無理をしない程度に十分に息を吐き出します(スプレーサ-の吸入口には息を吹きかけないで下さい)

③吸入

- スプレーサ-の吸入口を歯でくわえ、舌を下げます
- ボンベを押したのち、2秒以上かけてゆっくり吸い込みます

④息止め

- 吸入口から口を離し、5秒間息を止めます

⑤息吐き

- 息をゆっくり吐き出します(吸入口には息を吹きかけないで下さい)

⑥後片付け

- 使用後は、吸入器をスプレーサ-から外しキャップをします

※もう1回吸入をする場合

⑦うがい

- 吸入後は、必ずうがい(ガラガラ・ブクブク)を各3回します