


## エアゾール 各部位の名称 (薬品名:エアゾール全般)



## エアゾールの初回準備方法 (薬品名:エアゾール全般)

- ※ 新しい吸入器は空噴霧を3回繰り返して下さい
- ※ カウンター付きの製剤は規定の回数を空噴霧します

空噴霧

- キャップを外します
- 吸入器を5回振ります
- 吸入器のボンベを押すと霧状のガスが出ます

主薬と噴霧ガスを均一にするため、噴霧前に容器を十分に振る必要があります。患者の混乱を防ぐため、振る必要のない製剤も振ると指導します。

初回のみ必要な操作です。  
毎行わないように指導します。

カウンター付き製品

・アドエア  
・メブチンエア  
・メブチンキッドエア

目盛付き製品

・フルティフォーム

それ以外の製品

・アトロベント  
・インタール  
・オルベスコ  
・キューバール

・サルタノール  
・フルタイド  
・ペロテック

※ 押しづらい場合、下線がついた吸入器は補助具があります

## エアゾールの吸入手順(薬剤師用)

(薬品名:エアゾール全般)

※ 残量が少ない時は早めに新しいものを処方してもらって下さい  
※ 初回準備方法(空噴霧)は1枚目(1/2)を参照

