


エアゾール 各部位の名称 (薬品名:エアゾール全般)



エアゾール + スプレーの初回準備方法 (薬品名:エアゾール全般)

- ※ 新しい吸入器は空噴霧を3回繰り返して下さい
- ※ カウンター付きの製剤は規定の回数を空噴霧します

空
噴
霧

- キャップを外します
- 吸入器を5回振ります
- 吸入器のポンペを押すと霧状のガスが出ます

カウンター付き製品

・アドエア
・メブチンエア
・メブチンキッドエア

目盛付き製品

・フルティフォーム

それ以外の製品

・アトロベント
・インタール
・オルベスコ
・キューバール

・サルタノール
・フルタイド
・ペロテック

※ 押しづらい場合、下線がついた吸入器は補助具があります

エアゾール + スプレーの吸入手順 (薬品名:エアゾール全般)

※ 残量が少ない時は早めに新しいものを処方してもらって下さい

※ 初回準備方法(空噴霧)は1枚目(1/2)を参照

